



DE

PRODUKTÜBERSICHT UND VORGESEHENE ANWENDUNG

Der Verwendungszweck dieses Produkts ist die Empfängnisverhütung und die Vorbeugung gegen eine Übertragung sexuell übertragbarer Krankheiten.

Denke daran, dass keine Verhütungsmethode zu 100 % vor Schwangerschaft, HIV oder sexuell übertragbaren Krankheiten schützt.

GLEITGEL

Mit Silikongleitgel (außen) und 5 % benzocainhaltigem Gel (Lokalanästhetikum) in der Kondomspitze für länger andauerndes Sexvergnügen.

Enthält eine medizinische Substanz.

BEVOR IHR ANFANGT

Überprüfe vor der Verwendung das Verfallsdatum auf der Verpackung. Ist die Kondomfolie offensichtlich beschädigt, wirf das Kondom weg und benutze ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Ziehe das Kondom über, bevor der Penis die andere Person berührt. Dies hilft, eine Schwangerschaft zu verhindern und reduziert die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten beim vaginalen, analen oder oralen Sex. Falls du schwanger bist oder stillst, frage vor der Anwendung einen Arzt oder Apotheker.

SO BENUTZT DU DAS KONDOM

Reiße die Verpackung an der gezackten Kante auf. Sei vorsichtig, Fingernägel oder scharfe Gegenstände können das Kondom beschädigen.

Halte das Kondom mit dem aufgerollten Rand nach außen, drücke das Reservoir zusammen und setze das Kondom auf die Spitze des erigierten Penis auf.

Rolle das Kondom vollständig bis zum Schaft ab. Wenn sich das Kondom nicht abrollen lässt, ist es möglicherweise verkehrt herum aufgesetzt – entsorge dieses und verwende ein neues. Prüfe, ob es abrutscht oder zu fest sitzt, da dies das Kondom beschädigen kann. Das Kondom so bald wie möglich nach der Ejakulation abstreifen. Halte das Kondom am Schaft fest, bevor der Penis herausgezogen wird.

Wirf die Folie und das benutzte Kondom in einen Mülleimer, nicht ins WC.

WARNHINWEISE

Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex und enthält Benzocain, was bei Latex- und Benzocain-Allergikern allergische Reaktionen bis hin zu einem anaphylaktischen Schock auslösen kann.

STOPPE DIE BENUTZUNG: Wenn du während der Benutzung Unwohlsein oder Reizungen verspürst. Benutze jedes Kondom nur einmal. Eine Wiederverwendung erhöht das Risiko einer Beschädigung oder Infektion. Kondome können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn du das Kondom zunächst für Oralsex benutzt, verwende für jede folgende Sexpraktik ein neues Kondom.

Benutze nur Gleitmittel, die für die Verwendung mit Kondomen empfohlen werden. Gleitmittel auf Ölbasis (Vaseline, Babyöl und einige vaginalen Zäpfchen) sowie einige topische Medikamente zur äußeren Anwendung, die auf Penis oder Vagina aufgetragen werden, können Kondome beschädigen. Benutze für Analsex zusätzliches Gleitgel auf der Außenseite des Kondoms (kein Durex Prickelnd).

Sprich mit einem Arzt oder Apotheker, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Latexallergie besteht, nach Verwendung Reizungen oder Unwohlsein auftreten, oder du topische Medikamente verwendest, die lokal auf Penis oder Vagina aufgetragen werden. Wenn ein Kondom beim Sex ausläuft oder platzt, konsultiere so bald wie möglich (spätestens innerhalb von 72 Stunden) einen Arzt oder Apotheker. Vorzeitiger Samenerguss ist ein häufiges Problem, das viele Ursachen haben kann und möglicherweise ärztliche Beratung/Überwachung erfordert. Wenn diese Kondome nicht helfen, solltest du deinen Arzt konsultieren.

Bei manchen Menschen kann das benzocainhaltige Gel, das in der Kondomspitze enthalten ist, einen Ausschlag, Reizung, Brennen oder Juckreiz verursachen. Kontakt mit den Augen vermeiden und nach der Anwendung abwaschen. Bei Reizung das Produkt nicht mehr anwenden. Wenn keine Besserung eintritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Benutze diese Kondome nicht, wenn du oder dein(e) Partner(in) entzündete Hautstellen oder Wunden hast. **STOPPE SOFORT DIE VERWENDUNG UND RUFE EINEN ARZT AN:** Wenn du oder dein(e) Partner(in) bei der Verwendung des Kondoms Atembeschwerden hast oder blaue Lippen bekommst.

Schwerwiegende Vorfälle können Reckitt und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden, die dann weitere Ratschläge erteilen.

Die klinische Versagensrate von Latexkondomen liegt bei etwa 2 %; diese Statistik korreliert jedoch nicht direkt mit der Schwangerschaftsrate. Wenn sie korrekt und konsequent verwendet werden, sind Kondome sehr effektiv bei der Verhinderung einer Schwangerschaft. STI-Schutz: Latexkondome verringern das Risiko der Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs), indem sie eine Barriere gegen die Infektionsquelle bieten. Latexkondome sind am wirksamsten gegen STIs, die durch Kontakt mit der Spitze des Penis übertragen werden, wie zum Beispiel HIV. Latexkondome sind weniger wirksam gegen STIs, die durch Kontakt mit infizierter Haut, die nicht von einem Kondom bedeckt ist, verbreitet werden, wie zum Beispiel Herpes. Wenn du glaubst, eine STI zu haben, kontaktiere einen Arzt oder Apotheker.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Rev 04 (06/2024)

FR

APERÇU DU PRODUIT ET UTILISATION PRÉVUE

L'utilisation prévue de ce produit est la contraception et la prévention de la transmission des maladies sexuellement transmissibles.

Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100 % contre une grossesse, le VIH (SIDA) ou les autres infections sexuellement transmissibles.

LUBRIFICATION

Avec gel lubrifiant au silicone (extérieur) et 5 % de gel contenant de la Benzocaïne (anesthésique local) dans l'extrémité du préservatif pour un plaisir sexuel plus durable.

Contient une substance médicinale.

AVANT DE COMMENCER

Avant d'utiliser ce préservatif, vérifiez la date d'expiration sur l'étui du préservatif. Si l'emballage est endommagé, jetez le préservatif et en utilisez un nouveau provenant d'un étui non endommagé. Mettez le préservatif avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire, afin de prévenir une grossesse et la transmission d'infections sexuellement transmissibles lors des rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil à un médecin ou à un pharmacien avant utilisation.

COMMENT UTILISER LE PRÉSERVATIF

Déchirez l'emballage à partir du côté dentelé. Attention à ne pas endommager le préservatif avec vos ongles ou un objet coupant. S'assurer que la partie à dérouler est à l'extérieur. Saisissez soigneusement entre les doigts le haut du préservatif (réservoir) et placez le préservatif sur le bout du pénis en érection.

Déroulez complètement le préservatif le long du pénis. Si le préservatif ne se déroule pas, il est peut-être à l'envers – jetez-le et utilisez-en un nouveau. Avant de continuer, vérifiez que le préservatif ne glisse pas ni ne serre de manière excessive le pénis car il pourrait se déchirer. Retirez-le juste après l'éjaculation. Pour cela, retirez-le en tenant le préservatif fermement à la base du pénis. Attendez de s'être complètement retiré avant d'enlever le préservatif.

Jetez le préservatif et son emballage dans la poubelle, ne pas dans les toilettes.

AVERTISSEMENTS

Ce préservatif est produit de latex de caoutchouc naturel et contient du Benzocaïne, ce qui peut provoquer des réactions allergiques jusqu'à un choc anaphylactique chez les personnes allergiques au latex et au Benzocaïne.

ARRÊTER L'UTILISATION : d'un préservatif si vous ou votre partenaire ressentez la moindre gêne ou irritation pendant l'utilisation des préservatifs. Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois, le réutiliser augmente le risque de rupture ou d'infection. Les préservatifs peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de la portée des enfants. Si vous utilisez d'abord le préservatif pour un usage oral, utilisez un nouveau préservatif pour tout autre rapport sexuel suivant.

Utiliser uniquement les lubrifiants compatibles avec les préservatifs. Les lubrifiants à base d'huile (tels que la vaseline, huile pour bébé, et certains anneaux pessaires) peuvent endommager les préservatifs, tout comme certains médicaments topiques appliqués sur le pénis ou le vagin. Pour un usage anal, il est recommandé d'ajouter du lubrifiant (ne pas utiliser Durex Prickelnd). Le lubrifiant s'applique toujours sur l'extérieur du préservatif. Consultez un médecin ou pharmacien si : vous ignorez si vous êtes allergique au latex ou si la gêne/irritation persiste après l'utilisation des préservatifs ; vous utilisez des médicaments topiques appliqués sur le pénis ou le vagin ; un préservatif se déchire ou se perce pendant l'utilisation (le faire le plus rapidement possible dans les 72h). L'éjaculation précoce est un problème fréquent qui peut avoir de nombreuses causes et peut nécessiter un avis/surveillance médical. Si ces préservatifs ne vous aident pas, vous devriez consulter votre médecin.

Chez certaines personnes, le gel contenant de la benzocaïne contenu dans l'embout du préservatif peut provoquer une éruption cutanée, une irritation, une sensation de brûlure ou des démangeaisons. Évitez tout contact avec les yeux et lavez-vous après l'utilisation. En cas d'irritation, ne plus utiliser le produit. Si aucune amélioration n'est constatée, il convient de consulter un médecin. N'utilisez pas ces préservatifs si vous ou votre partenaire avez la peau enflammée ou abîmée. **ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONSULTEZ UN MÉDECIN** : si vous ou votre partenaire éprouvez des difficultés à respirer ou si vos lèvres deviennent bleues lorsque vous utilisez le préservatif.

Tout incident grave peut être signalé à Reckitt et aux autorités locales compétentes qui fourniront des conseils supplémentaires.

Échec du préservatif : Le taux d'échec clinique des préservatifs en latex est d'environ 2 % ; cependant, cette statistique ne corrèle pas directement avec le taux de grossesse. Lorsqu'ils sont utilisés correctement et de manière constante, les préservatifs sont très efficaces pour prévenir la grossesse. Protection contre les IST : Les préservatifs en latex réduisent le risque de transmission des infections sexuellement transmissibles (IST) en fournissant une barrière contre la source de l'infection. Les préservatifs en latex sont les plus efficaces contre les IST qui sont transmises par contact avec le bout du pénis, comme le VIH par exemple. Les préservatifs en latex sont moins efficaces contre les IST qui sont transmises par contact avec la peau infectée non couverte par un préservatif, comme l'herpès par exemple. Si vous pensez avoir une IST, contactez un médecin ou un pharmacien.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtstrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Rev 04 (06/2024)

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO E USO PREVISTO

La destinazione d'uso di questo prodotto è la contraccezione e la prevenzione della trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili.

Ricorda che nessun metodo contraccettivo garantisce una protezione al 100 % da gravidanze indesiderate, l'HIV o malattie sessualmente trasmissibili.

LUBRIFICAZIONE

Con gel lubrificante al silicone (all'esterno) e gel di benzocaina al 5 % (anestetico locale) nella punta del preservativo per un piacere sessuale più duraturo.

Contiene una sostanza medicinale.

Prima di usare il preservativo, controllare la data di scadenza riportata sull'involucro. Se l'involucro è visibilmente danneggiato, non utilizzare il preservativo e sostituirlo con uno proveniente da un involucro integro. Indossare il preservativo sul pene eretto, prima che lo stesso entri in contatto con il partner. Ciò aiuta ad evitare gravidanze indesiderate e la possibilità di contrarre malattie sessualmente trasmissibili durante il sesso vaginale, anale o orale. Se sei incinta o stai allattando, chiedi consiglio a un medico o a un farmacista prima dell'uso.

COME UTILIZZARE IL PRESERVATIVO

Aprire l'involucro dal bordo ondulato. Maneggiare con cura il preservativo, in quanto potrebbe danneggiarsi con unghie o oggetti affilati.

Mantenendo la parte da srotolare all'esterno, stringere il serbatoio tra due dita e posizionare il preservativo sulla punta del pene eretto.

Srotolarlo fino alla base. Se il preservativo non si srotola, potrebbe essere inserito al contrario – scartatelo e usatene uno nuovo. Fermarsi e controllare se si ha la sensazione che il preservativo si stia sfilando o sia troppo stretto per evitarne la rottura. Sfilare il preservativo subito dopo l'eiaculazione. Tenere il preservativo saldo alla base del pene prima di estrarlo.

Gettare il preservativo in un bidone. Non gettarlo nel WC.

AVVERTENZE

Questo preservativo è fatto di lattice di gomma naturale e contiene Benzocaina, che può provocare reazioni allergiche fino a uno shock anafilattico nelle persone allergiche al lattice e alla Benzocaina.

INTERROMPERE L'UTILIZZO: se si avverte fastidio o irritazione durante l'utilizzo del preservativo. Il preservativo è mono uso. Il riutilizzo può aumentare il rischio di infezioni o gravidanze indesiderate. I preservativi possono costituire un rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di sesso orale in fase preliminare, utilizzare un nuovo preservativo per le fasi successive del rapporto.

Utilizzare solo lubrificanti consigliati per l'uso combinato con i preservativi. I lubrificanti a base oleosa (derivati del petrolio, olii per bambini e ovuli vaginali) ed alcuni prodotti topici che vengono applicati sul pene o sulla vagina possono danneggiare il preservativo. In caso di sesso anale applicare in aggiunta un lubrificante sulla parte esterna del preservativo (non usare Durex Prickelnd).

Rivolgersi ad un medico o ad un farmacista in caso di possibile allergia al lattice o irritazione/fastidio persistenti dopo l'uso o se si utilizzano prodotti topici sul pene o sulla vagina. In caso di perdite o rottura del preservativo durante l'uso o sensazione di bruciore durante il rapporto, consultare un medico o un farmacista il prima possibile ed entro 72 ore. L'eiaculazione precoce è un problema comune che può averemolte cause e può richiedere una consulenza/monitoraggio medico. Se questi preservativi non aiutano, è necessario consultare il medico.

In alcune persone, il gel contenente benzocaina contenuto nella punta del preservativo può causare eruzioni cutanee, irritazioni, bruciori o prurito. Evitare il contatto con gli occhi e lavare dopo l'uso. In caso di irritazione, non utilizzare più il prodotto. Se non ci sono miglioramenti, consultare un medico. Non usare questi preservativi se tu o il tuo partner avete la pelle infiammata o lesionata. **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CHIAMARE UNMEDICO:** se voi o il vostro partner avete difficoltà a respirare o avete le labbra blu quando usate il preservativo.

Gli incidenti gravi possono essere segnalati a Reckitt e alle autorità locali competenti, che forniranno ulteriori consigli.

Mancanza del preservativo: Il tasso di insuccesso clinico dei preservativi in lattice è di circa il 2 %; tuttavia, questa statistica non correla direttamente con il tasso di gravidanza. Quando utilizzati correttamente e in modo costante, i preservativi sono molto efficaci nel prevenire la gravidanza. **Protezione IST:** I preservativi in lattice riducono il rischio di trasmissione delle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) fornendo una barriera contro la fonte di infezione. I preservativi in lattice sono i più efficaci contro le IST che vengono trasmesse tramite il contatto con la punta del pene, come ad esempio l'HIV. I preservativi in lattice sono meno efficaci contro le IST che vengono trasmesse tramite il contatto con la pelle infetta non coperta da un preservativo, come ad esempio l'Herpes. Se pensi di avere un IST, contatta un medico o un farmacista.

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Richtistrasse 5, CH-8304 Wallisellen

Rev 04 (06/2024)