



Descrierea produsului și scopul propus

Scopul propus al acestui produs este pentru contracepție și pentru prevenția transmiterii bolilor cu transmitere sexuală. Nicio metodă de contracepție nu oferă 100% protecție împotriva sarcinii, HIV sau bolilor/infecțiilor cu transmitere sexuală.

Lubrifiantul Performa™ pe bază de silicon conține 5% benzocaină, un anestezic local care întârzie orgasmul lui.

Înainte de utilizare

Înainte de a utiliza acest prezervativ, verifică data expirării de pe ambalajul prezervativului. Dacă ambalajul individual este deteriorat în mod evident, aruncă acel prezervativ și folosește unul nou dintr-un ambalaj intact. Pune prezervativul înainte ca penisul să intre în contact cu cealaltă persoană. Acest lucru ajută la prevenirea sarcinii și a posibilității de a contracta infecții cu transmitere sexuală în timpul sexului vaginal, anal sau oral. Pe durata sarcinii sau a alăptării se recomandă consultarea unui specialist înainte de utilizare.

Instrucțiuni de utilizare a prezervativului

Desfă ambalajul pe linia zimțată. Manevrea prezervativul cu grijă deoarece îl poți deteriora cu unghiile sau cu obiecte tăioase, ascuțite (bijuterii sau piercing-uri).

Cu partea de rulare orientată spre exterior, strânge capătul închis și așază prezervativul pe vârful penisului în erecție.

Rulează-l în jos până la baza penisului. Dacă prezervativul nu poate fi rulat, este posibil ca acesta să fie pe dos, aruncă-l și folosește unul nou. Oprește-te și verifică dacă simți că prezervativul alunecă sau este prea strâns pe penis, deoarece acest lucru ar putea duce la ruperea sa. Scoate prezervativul la scurt timp după ejaculare. Ține ferm prezervativul la baza penisului înainte de a-l retrage.

Aruncă folia și prezervativul la coșul de gunoi. A nu se arunca în closet.

Contraindicații

Acest prezervativ este fabricat din latex din cauciuc natural și conține Benzocaină. Dacă știi că ai alergie la latex sau la Benzocaină, nu folosi acest produs, deoarece poate cauza reacții adverse, inclusiv șoc anafilactic.

Avertismente

OPREȘTE UTILIZAREA: dacă simți un disconfort sau o iritare în timp ce utilizezi aceste prezervative. Folosește un prezervativ o singură dată. Reutilizarea poate spori riscul de sarcină sau infecție. Prezervativele pot prezenta risc de sufocare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosește un prezervativ nou și intact pentru orice tip de act sexual (oral, anal, vaginal).

Folosește numai lubrifianți recomandați pentru utilizarea cu prezervative. Lubrifianții pe bază de ulei (vaselină, ulei pentru bebeluși și unele capsule intravaginale), precum și anumite unguente medicinale aplicate pe penis sau vagin pot deteriora prezervativele. În cazul sexului anal, trebuie să folosești lubrifiere suplimentară (nu folosi Durex Play Tingle) pe exteriorul prezervativului. Consultă un medic sau un farmacist dacă: nu ești sigur(ă) dacă ești alergic(ă) la latex; iritația sau disconfortul persistă după utilizare; dacă folosești medicamente topice aplicate pe penis sau vagin. Dacă prezervativul prezintă scurgeri sau se rupe în timpul utilizării, adresează-te medicului sau farmacistului cât mai curând posibil și în termen de 72 de ore. Ejacularea precoce este o problemă frecventă, care poate avea multe cauze și poate necesita consultație/supraveghere medicală. Dacă aceste prezervative nu ajută, îți recomandăm să consulți medicul.

Pentru unele persoane, lubrifiantul Benzocaine Performa™ de pe aceste prezervative poate provoca erupții cutanate, iritații, senzații de arsură sau mâncărime. Nu lăsa produsul să intre în contact cu ochii și spală-te după utilizare. Dacă apar iritații, nu mai utiliza prezervativele Mutual Pleasure / Extended Pleasure (în funcție de varianta produsului). Dacă nu apar îmbunătățiri, consultă medicul. Nu utiliza aceste prezervative dacă tu sau partenerul/partenera aveți pielea inflamată sau leziuni cutanate. **OPREȘTE UTILIZAREA IMEDIAT ȘI CONSULTĂ UN MEDIC:** dacă tu sau partenerul/partenera aveți dificultăți de respirație sau buzele vi se învinețesc atunci când utilizați aceste prezervative.

Incidentele grave vor fi raportate către Reckitt și autorităților locale competente, care vor oferi sfaturi suplimentare.

Performanță clinică

Ajută la prevenirea sarcinii și a posibilității de a contracta infecții cu transmitere sexuală în timpul actului sexual vaginal, anal sau oral.

Ruperea prezervativului: Rata de eșec clinic a prezervativelor din latex este de aproximativ 2%; cu toate acestea, această statistică nu are o corelație directă cu rata sarcinilor. Atunci când sunt utilizate corect și în mod constant, prezervativele sunt extrem de eficiente în prevenirea sarcinii.

Protecție împotriva ITS: Prezervativele din latex reduc riscul de transmitere a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) prin crearea unei bariere împotriva sursei de infecție.

Prezervativele din latex sunt cele mai eficiente împotriva ITS-urilor care se transmit prin contactul cu capul penisului, cum ar fi HIV.

Prezervativele din latex sunt mai puțin eficiente împotriva ITS-urilor care se transmit prin contactul cu pielea infectată neacoperită de prezervativ, cum ar fi herpesul.

Dacă crezi că ai o infecție cu transmitere sexuală, consultă un medic.

Rezumatul privind siguranța și performanța clinică este disponibil la cerere contactând echipa noastră de relații cu clienții. (Telefon: +4021 529 67 00).

Producător legal: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Data emiterii Instrucțiunilor de utilizare (IFU): Revizia 04 (06/2024)