Termékleírás és rendeltetésszerű használat

Fogamzásgátlásra vagy a szexuális úton terjedő betegségek/fertőzések átvitelének megelőzésére szolgáló termék. A terhesség, a HIV vagy más szexuális úton terjedő betegségek ellen egyetlen fogamzásgátlási módszer sem nyújt 100%-os védelmet!

Performa™ szilikonos síkosítóval, ami 5% benzokaint (helyi érzéstelenítőt) tartalmaz, amely elősegíti a hosszabb együttlétet. Gyógyászati anyagot tartalmaz.

Kezdés előtt

Az óvszer használata előtt ellenőrizd a termék csomagolásán található lejárati dátumot. Ha az óvszer csomagolása láthatóan sérült, dobd ki. Olyan óvszert használj, amelynek nem sérült a csomagolása. Az óvszert még az előtt helyezd fel, hogy a hímvessző hozzáérne partneredhez.

Ez segít megelőzni a terhességet valamint a nemi úton terjedő fertőzéseket a hüvelyi, anális vagy orális szex közben. Terhesség vagy szoptatás esetén használat előtt konzultálj egészségügyi szakemberrel.

Az óvszer használata

1. A fogazott széltől indulva nyisd ki a csomagolást. Óvatosan bánj az óvszerrel: a köröm vagy más éles tárgyak könnyen megsérthetik.
2. A feltekert résszel a külső oldalon szorítsd a két ujjad közé az ondótartályt, majd helyezd az óvszert a merev hímvessző tetejére.
3. Tekerd le az óvszert a hímvessző aljáig. Amennyiben nem tekeredik le, lehet, hogy fordított állapotban van, dobd el és használj egy újat. Bizonyosodj meg róla, hogy az óvszer nem csúszik le és nem feszül túlságosan szorosan a hímvesszőre – ez utóbbi az óvszer szakadását okozhatja. Ejakuláció után rövid időn belül húzd le az óvszert; a hímvessző kihúzásakor szorítsd az óvszert a hímvessző tövéhez.
4. A fóliát és a használt óvszert dobd a szemétbe. Ne húzd le a WC-n.

Ellenjavallatok

Az óvszer természetes gumilatexből készült és benzokaint tartalmaz. Amennyiben ismert latex- vagy benzokainallergiád van, ne használd az óvszert, mivel allergiás reakciót, esetleg anafilaxiás sokkot is kiválthat.

Figyelmeztetések

VEDD LE AZ ÓVSZERT, HA: Használata közben kellemetlen érzést vagy irritációt tapasztalsz. Egy óvszert csak egyszer használj. Az újbóli használat növeli a szakadás vagy a fertőzés kockázatát. Gyermekektől elzárva tartandó, mert fennállhat a fulladás veszélye. Minden szexuális aktus (orális, anális, hüvelyi) esetében használj új, érintetlen óvszert.

Csak olyan síkosítót használj, amely óvszerrel történő használatra is javasolt. Az olajalapú síkosítók (vazelin, babaolaj és egyes pesszáriumok) valamint a hímvesszőn vagy a hüvelyben helyileg alkalmazott egyes gyógyszerek károsíthatják az óvszert. Anális aktus esetén használj extra síkosítót az óvszer külső felületén (ne használd a Durex Tingle vagy Embrace elnevezésű termékeket). Fordulj orvoshoz vagy gyógyszerészhez, ha nem tudod biztosan, hogy allergiás vagy-e a latexre, ha használat után irritáció vagy kellemetlenség lép fel, vagy ha a hímvesszőn/hüvelyben helyileg alkalmazott gyógyszert használsz. Amennyiben az óvszer használat közben szivárog vagy kiszakad, mihamarabb, de legkésőbb 72 órán belül konzultálj háziorvosoddal vagy gyógyszerészeddel. A korai magömlés egy gyakori jelenség, amelynek hátterében többféle ok állhat, és szükség lehet orvosi tanácsadásra. Amennyiben ez az óvszer nem segít a problémán, érdemes orvoshoz fordulni.

Az óvszer benzokain tartalmú Performa™ síkosítója egyeseknél kiütéseket, irritációt, égető érzést vagy viszketést okozhat. Vigyázz, hogy a síkosító ne kerüljön szembe; használat után mosd le. Ha irritációt tapasztalsz, ne használd tovább a Mutual Pleasure / az Extended Pleasure óvszert. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, fordulj orvoshoz. Ne használd ezt az óvszert, ha neked vagy partnerednek gyulladt vagy sérült a bőre. AZONNAL HAGYD ABBA A HASZNÁLATOT ÉS FORDULJ ORVOSHOZ: Ha te vagy a partnered légzési nehézséget tapasztaltok, vagy elkékülnek az ajkak az óvszer használata közben.

A súlyos incidenseket jelenteni kell a Reckittnek és a helyi illetékes hatóságnak, akik további tanácsot adnak.

Klinikai teljesítmény

Az óvszerek hibaaránya: A latex óvszerek klinikai hibaaránya körülbelül 2%, de ez az adat nem tükrözi közvetlenül a teherbeesés esélyét.

A megfelelő és konzisztens használat mellett az óvszerek rendkívül hatásosak a terhesség megakadályozásában.

Védelem a nemi betegségek ellen: A latex óvszerek hatékonyan csökkentik a szexuális úton terjedő fertőzések (STI-k) átvitelének kockázatát azáltal, hogy fizikai akadályt képeznek a fertőzés forrásával szemben.

A latex óvszerek azon nemi betegségek ellen a leghatásosabbak, amelyek a hímvessző fejével való kontaktus révén terjednek, mint például a HIV.

A latex óvszerek hatékonysága csökken azokkal a nemi betegségekkel szemben, amelyek fertőzött, óvszerrel nem fedett bőrfelületen keresztül terjednek, mint például a herpesz.

Ha úgy érzed, hogy nemi úton terjedő fertőzésed van, fordulj orvoshoz.

A biztonsági és klinikai teljesítmény összefoglalóját az ügyfélszolgálatunk igény szerint a rendelkezésedre bocsátja (telefonszám: +36(1)250-8399).

Jogi gyártó: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Egyesült Királyság

Használati utasítás (IFU) kiadásának dátuma: Rev 04 (06/2024)