OPIS PRODUKTU I JEGO PRZEZNACZENIE

Produkt ten jest przeznaczony do stosowania jako środek antykoncepcyjny oraz do zapobiegania przenoszeniu chorób przenoszonych drogą płciową. Pamiętaj, że żadna metoda antykoncepcji nie chroni w 100% przed ciążą, HIV lub chorobami przenoszonymi drogą płciową.

PRZED UŻYCIEM

Sprawdź datę ważności na opakowaniu. Jeśli folijka, w której znajduje się prezerwatywa jest w widoczny sposób uszkodzona, należy ją wyrzucić i użyć nowej prezerwatywy z nieuszkodzonego opakowania. Prezerwatywę należy założyć, zanim dojdzie do kontaktu członka z drugą osoba. Takie postępowanie pomaga zapobiec ciąży i możliwości zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas seksu waginalnego, analnego lub oralnego.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Rozerwij folijkę od ząbkowanej krawędzi. Obchodź się ostrożnie z prezerwatywą, gdyż może zostać uszkodzona paznokciami lub ostrymi przedmiotami.

Upewnij się, że zrolowana krawędź jest po zewnętrznej stronie. Ściśnij końcówkę i umieść prezerwatywę na czubku członka w stanie wzwodu.

Rozwiń prezerwatywę na całej długości członka. Jeśli prezerwatywa się nie rozwija, może być założona odwrotnie, wyrzuć ją i użyj nowej. Zatrzymaj się i sprawdź, czy prezerwatywa nie ześlizguje się lub nie przylega zbyt ściśle do członka, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. Należy zdjąć prezerwatywę zaraz po wytrysku. Mocno przytrzymaj prezerwatywę u podstawy członka przed jego wyciągnięciem.

Wyrzuć folię i zużytą prezerwatywę do kosza. Nie wyrzucaj do toalety.

PRZECIWSKAZANIA

Prezerwatywa jest wykonana z naturalnego lateksu, który może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, jeśli użytkownik jest uczulony na lateks.

KILKA OSTRZEŻEŃ

ZAPRZESTAŃ UŻYWANIA: Jeśli odczuwasz dyskomfort lub podrażnienie podczas używania

prezerwatyw. Używaj prezerwatywy tylko raz. Ponowne użycie może zwiększać ryzyko uszkodzenia prezerwatywy i wystąpienia infekcji. Prezerwatywy mogą stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli najpierw używasz prezerwatywy do seksu oralnego, należy użyć nowej prezerwatywy do każdego innego rodzaju seksu.

Używaj tylko żeli intymnych zalecanych do używania z prezerwatywami. Te na bazie oleju (wazelina, oliwka dla niemowląt i niektóre pesaria) oraz niektóre leki miejscowe stosowane w okolicy członka lub pochwy mogą uszkodzić prezerwatywę. Do seksu analnego zastosuj żel intymny na zewnątrz prezerwatywy (nie stosuj żeli intymnych Durex Stymulujący lub Durex Rozgrzewający).

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą, jeśli nie masz pewności, czy jesteś uczulony(a) na lateks, jeśli podrażnienie lub dyskomfort utrzymują się po użyciu lub jeśli stosowane są miejscowe leki w okolicy członka lub pochwy. Jeśli prezerwatywa pęknie lub przecieknie podczas stosunku, należy jak najszybciej, w ciągu 72 godzin, skontaktować się z farmaceutą lub lekarzem

Poważne incydenty medyczne należy zgłaszać firmie Reckitt i lokalnym właściwym władzom, które udzielą dalszych porad.

Producent: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

Data opracowania instrukcji używania: Rev 03 (10/2020)