



Phonak Virto™ Paradise
Libera le meraviglie che
hai dentro

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Phonak Virto™ Paradise

Phonak Virto Paradise è un apparecchio acustico rivoluzionario, che non si limita a migliorare il senso dell'udito, ma ripristina il senso della meraviglia. Virto offre l'esperienza di una qualità sonora senza precedenti*¹, consentendoti di goderti al meglio le meraviglie della vita. Rafforza la tua fiducia in te stesso e il tuo benessere generale, riprendi in mano la tua vita come mai prima d'ora. Dopotutto, nulla è come il suono di Paradise.



Caratteristiche principali

- Connettività universale**
- Qualità sonora senza precedenti*¹
- Design distintivo

* Rispetto a Phonak Audéo™ Marvel

** Disponibile solo per Virto P-312

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News tratto da www.phonakpro.com/evidence, consultato a novembre 2020.



Libera le meraviglie che hai dentro

L'orecchio umano è uno strumento potente e con Phonak Virto P puoi scoprire ancora meglio il suo incredibile potenziale e liberare le meraviglie che hai dentro. Virto P è realizzato su misura solo per le tue orecchie ed è dotato di varie funzioni che ti consentono di restare connesso e sentirti bene.

Connettività universale

Phonak Virto P-312 è dotato di connettività universale, che ti consente di ricevere audio in streaming da numerosi dispositivi Bluetooth®.

- Si collega a smartphone, televisori, Roger e altro
- Connessioni Bluetooth® multiple
- Passa con facilità da un dispositivo accoppiato all'altro grazie alle funzioni Bluetooth migliorate

Chiamate a mani libere

Virto P-312 ti consente di effettuare chiamate a mani libere. Ciò significa che le tue telefonate possono essere trasmesse in streaming diretto da dispositivi iOS, Android o altri smartphone Bluetooth®. Rispondi o rifiuta le chiamate semplicemente premendo un pulsantino, anche se il telefono si trova dall'altra parte della stanza.

Rimani connesso in modo affidabile con i nostri caratteristici apparecchi acustici neri.



Virto P-312 incarna un elegante design moderno di colore nero e assomiglia ai normali auricolari

Qualità sonora senza precedenti*¹

Phonak Virto P offre una qualità sonora senza precedenti*. Può distinguere tra parlato e musica in streaming, per un maggiore piacere d'ascolto. Con Virto P abbiamo sviluppato un dispositivo che offre un suono nitido e naturale², ma anche una comprensione del parlato ottimale.^{1,3}

* Rispetto a Phonak Audéo Marvel

Design distintivo

Nero e moderno, o discreto e resistente, Virto P è stato progettato pensando a te.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News tratto da www.phonakpro.com/evidence, consultato a novembre 2020.

² Taphuntsang, D. (2020). Market research ID 4387. Per maggiori informazioni, scrivere a marketinsight@phonak.com.

³ Wright, A. (2020). Adaptive Phonak Digital 2.0: Next-level fitting formula with adaptive compression for reduced listening effort. Phonak Field Study News, tratto da www.phonakpro.com/evidence, consultato il 19 agosto 2020.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

iOS® è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi.

Android™ è un marchio commerciale di Google LLC.

La terza generazione del primo apparecchio acustico al mondo realizzato in titanio.

- Il titanio è 15 volte più resistente dell'acrilico e questo consente di costruire gusci il 50% più sottili
- Così discreti che gli altri li noteranno a malapena



Phonak Virto P con Roger™ per ascoltare nel rumore e a distanza.

Roger è concepito per migliorare l'udito in situazioni con rumore di fondo o distanza dal parlante. Il microfono rileva la voce del parlante e la trasmette in modalità wireless direttamente ai ricevitori Roger* presenti nei tuoi apparecchi acustici. Ciò ti consente di partecipare appieno alle conversazioni di gruppo, anche in ambienti molto rumorosi come ristoranti, riunioni di lavoro e attività scolastiche. Le prestazioni testate di Roger¹ trasmettono in streaming direttamente a Virto Paradise.**

Caratteristiche principali

- Una soluzione quotidiana per le tue situazioni d'ascolto difficili
- Progettato per migliorare la comprensione del parlato nel rumore e a distanza

* RogerDirect™ richiede l'installazione dei ricevitori Roger negli apparecchi acustici Phonak da parte di un Audioprotesista.

** Solo Virto P-312

¹ Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.



myPhonak


Non è solo una app: è il modo smart di sfruttare al meglio i tuoi apparecchi acustici Virto P-312. Grazie alle varie funzionalità dell'app, puoi avere accesso a funzioni utili e avere la sicurezza di sapere che le tue esigenze uditive personali possono essere soddisfatte ogni volta che lo desideri. Grazie al suo design intuitivo, ti consente di vivere un'esperienza d'ascolto senza interruzioni, su misura per le tue esigenze.

Caratteristiche principali

- Telecomando: consente di regolare e controllare il volume degli apparecchi acustici selezionando un programma o uno scenario, o di personalizzare il suono con funzioni avanzate
- Supporto Remoto: gli apparecchi acustici possono essere regolati da remoto e in tempo reale dal tuo Audioprotesista
- I miei apparecchi acustici: consente di ottenere maggiori informazioni sullo stato della batteria degli apparecchi acustici, programmi personalizzati e statistiche



Scannerizza il QR code per scaricare l'app e saperne di più su come myPhonak può aiutarti nel tuo viaggio verso l'udito.



Totalmente personalizzato

Ogni apparecchio acustico Virto è realizzato su misura per adattarsi al tuo orecchio ed è programmato per adeguarsi alle tue esigenze uditive personali.

L'Audioprotesista valuterà la tua capacità uditiva e prenderà impronte auricolari precise delle tue orecchie. Phonak costruirà i tuoi apparecchi acustici personali e ti fornirà un'esperienza d'ascolto unica.

Calibrazione Biometrica

Tiene conto della tua anatomia specifica e delle tue esigenze uditive. Il nostro software estrae oltre 1.600 punti dati unici dall'orecchio per un miglioramento¹ della direzionalità pari a 2 dB.*

- Calibrazione precisa per l'anatomia specifica del tuo orecchio
- Realizzato su misura per adattarsi alle tue orecchie

Estremamente discreto

Virto P-Titanium è l'apparecchio acustico su misura più piccolo di Phonak, realizzato in titanio. È così discreto che gli altri lo noteranno con difficoltà. Progettato per adattarsi in modo specifico al tuo orecchio, Virto P-Titanium è anche resistente, leggero e duraturo.

Solo per le tue orecchie

Phonak Virto P non è solo personalizzato per il tuo orecchio, ma anche per il tuo stile di vita. Scegli tra vari colori, accessori e opzioni utente che mettono in risalto la tua personalità aumentando la tua sicurezza.

¹ Bishop, R. (2017). Biometric Calibration: Improving directionality for Phonak Virto B. Phonak Field Study News.

* solo modello direzionale



life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli alla missione di un mondo dove "Life is on" valga per tutti. Le nostre innovative soluzioni uditive sono progettate per persone di tutte le età e con ogni grado di ipoacusia, per promuovere le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale.

www.phonak.com



028-2350-05/V100/2022-02/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Germania

