

Phonak Virto™ R Infinio.



Un son amélioré, une conception sur mesure pour plus de confort

Virto R Infinio est conçu avec minutie grâce à notre approche de personnalisation exclusive, combinée à la technologie Phonak Infinio de nouvelle génération pour libérer tout le potentiel d'une solution ITE. Le Virto Infinio rechargeable est la toute première solution personnalisée dotée de l'ensemble de fonctions de la technologie Phonak SmartSpeech™, orchestrée par notre système AutoSense OS™ 7.0 le plus avancé. Voici l'expérience auditive extraordinaire qui offre qualité sonore, confort, connectivité et commodité dans un appareil à la fois esthétique et fonctionnel.

Comment Virto R Infinio offre-t-il un accès à un monde de possibilités ?

Virto R Infinio n'est pas qu'un simple produit mais une opportunité de convertir les nouveaux utilisateurs et les hésitants en utilisateurs convaincus.

Personnalisation RightFit™

RightFit est une approche à diverses facettes de personnalisation qui met l'accent sur la nécessité de parvenir à un premier appareillage optimal. RightFit offre un appareillage précis, aussi petit que possible pour chaque oreille, pour un look discret qui confère confort et style sans compromettre la qualité sonore.



La calibration biométrique capture 1 600 points de données pour prendre en compte les propriétés anatomiques et acoustiques uniques de chaque oreille



L'Event acoustiquement optimisé (AOV) trouve le juste équilibre entre l'amplification sonore optimale et le confort de port pour nos systèmes auditifs personnalisés



L'AOV, associé à la calibration biométrique, préserve **l'amplification des hautes fréquences**, pour une qualité sonore optimale.

Voilà un petit aperçu de la façon dont des années de données provenant de vos appareillages nous ont permis d'obtenir une vision plus générale de la façon dont ces différents paramètres agissent ensemble pour optimiser les performances auditives de chaque personne.



APD 3.0 assure 93 % de satisfaction au patient dès le premier appareillage.¹

Ouvrez la porte à davantage de patients

Utilisation simple et intuitive

- Notre nouveau système Snap and Charge facilite la recharge et la rend plus sûre.
- Il suffit d'insérer l'aide auditive dans le chargeur pour qu'elle se fixe magnétiquement au port de charge. Les ports sont interchangeables, il n'est donc pas nécessaire de savoir de quel côté les placer.
- Ce système garantit que Virto I-R est alimenté pour toute une journée d'utilisation.



Connectivité universelle à la pointe du marché

- Équipé de la puce révolutionnaire ERA pour un processeur de son de nouvelle génération qui bascule de façon automatique entre l'acoustique et la diffusion.
- Appairage en une seule étape avec myPhonak et les appareils Bluetooth®*.
- S'appaire avec un maximum de 8 appareils Bluetooth®, avec la possibilité d'en connecter jusqu'à 2 simultanément.

Optimisation du potentiel auditif avec Roger

Roger est une technologie sans fil intelligente qui transmet la parole directement aux aides auditives Infinio via RogerDirect, ce qui améliore la reconnaissance des mots de 65 % par rapport à l'utilisation d'aides auditives seules**2



myPhonak

Une application d'aide auditive très populaire, donnant à vos patients la possibilité d'effectuer des ajustements personnalisés en temps réel pour répondre à leurs besoins d'écoute uniques



* Smartphones et tablettes.

** Le système sans fil se compose d'un microphone Roger et d'un écouteur Roger associés à un système auditif compatible.

1 Stewart, E., Adler, M., Seitz-Paquette, K. (2024). « Adaptive Phonak Digital (APD) 3.0 is the preferred first fit compared to a leading competitor device ». Phonak Field Study News, disponible sur www.phonak.com/evidence.


2 Zanin, J., Vaisberg, J., Swann, S., & Rance, G. (2025). Evaluating benefits of remote microphone technology for adults with hearing loss using behavioural and predictive metrics. International journal of audiology, 64(4), 327-335.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

life is on*

Depuis 1947, Phonak a à cœur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction formative animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. *la vie s'exprime

phonak.com



028-2788-04/V1.00/2025-06/NLG © 2025 Sonova AG. Tous droits réservés.

