



**Enfamil Human Milk Fortifier Liquid Standard Protein – Sachet**  
**Product Number - 3180545**  
**1 case = 6 cartons 1 carton = 24 sachets**  
**1 case = 24X6= 144 sachets**



**SACHET LABEL :**

<p>Enfamil™</p> <p>Human Milk Fortifier Liquid</p> <p>Standard Protein</p> <p>Commercially Sterile, Milk-Based, Ultra-Concentrated Liquid</p> <p>For premature and late preterm infants fed breast milk</p> <p>3.4 g of protein per 100 Cal when mixed with preterm breast milk at the 24 Cal/fl oz concentration</p> <p>Do not administer directly – For mixing with breast milk only</p> <p>0.17 fl oz (5 mL)</p>	<p>Enfamil™<sup>MC</sup></p> <p>Fortifiant liquide de lait maternel</p> <p>Protéine standard</p> <p>Liquide ultraconcentré à base de lait commercialement stérile</p> <p>Pour les bébés prématurés ou de faible poids à la naissance nourris au lait maternel</p> <p>3,4 g de protéines pour 100 cal lorsqu'il est mélangé à du lait maternel pour bébés prématurés à la concentration de 24 cal/oz. liq.</p> <p>Ne pas administrer directement - A mélanger avec le lait maternel seulement</p> <p>5 ml (0,17 oz liq.)</p>
---	---

<p><b>5 mL Fortifier Added to:</b></p>	<p><b>5 ml de fortifiant ajouté à :</b></p>
<p>50 mL breast milk adds - 2 Cal/fl oz - (22 Cal/fl oz concentration)</p>	<p>50 ml de lait maternel ajoute 2 cal/oz liq. (concentration de 22 cal/oz liq.)</p>
<p>25 mL breast milk adds - 4 Cal/fl oz - (24 Cal/fl oz concentration)</p>	<p>25 ml de lait maternel ajoute 4 cal/oz liq. (concentration de 24 cal/oz liq.)</p>
<p>Contains milk and soy.</p> <p>Use by date on carton and sachet.</p>	<p>Contient du lait et du soya.</p> <p>Utiliser avant la date figurant sur la boîte ou sur le sachet.</p>
<p>Tear Here</p> <p><b>CAUTION: Nutritionally incomplete.</b> To be used only under the supervision of a physician.</p> <p>Do not administer directly – Must add to breast milk</p> <p><b>Warning:</b> Not for parenteral (I.V.) use</p>	<p>Déchirer ici</p> <p><b>MISE EN GARDE : Composition nutritionnelle incomplète.</b> À n'utiliser que sous la supervision d'un médecin.</p> <p>Ne pas administrer directement - Doit être mélangé à du lait maternel</p> <p><b>Mise en garde :</b> Ne pas utiliser par voie parentérale (I.V.)</p>

This unit is not intended for individual sale  
Mead Johnson & Company, LLC, Evansville, IN 47721  
U.S.A.

Cette unité n'est pas destinée à la vente individuelle  
Mead Johnson & Company, LLC, Evansville, IN 47721  
U.S.A.

See carton for complete preparation and use details.

**Warning:** Do not use a microwave oven to warm fortified breast milk. Serious burns may result. Failure to follow these instructions could result in severe harm. Opened sachets can spoil quickly. Use fortifier immediately and discard any remaining, unused fortifier. Fortified breast milk can spoil quickly. Either use immediately or refrigerate remaining fortified breast milk for no longer than 24 hours. Do not use opened sachets or fortified breast milk if unrefrigerated for more than 2 hours. After feeding begins, use fortified breast milk within one hour or discard.

**Storage:** Store unopened sachets in carton at room temperature. Avoid excessive heat. Do not freeze.





Voir le carton pour les détails complets de préparation et d'utilisation.

**Mise en garde :** Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer le lait maternel enrichi, car celle-ci risque de causer de graves brûlures. Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Les sachets ouverts peuvent se gâter rapidement. Utiliser le fortifiant immédiatement et jeter toute quantité inutilisée. Le lait maternel enrichi peut se gâter rapidement. Servir immédiatement ou réfrigérer le lait maternel enrichi restant pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser les sachets ouverts ou le lait maternel enrichi s'ils sont demeurés plus de deux heures sans être réfrigérés. Jeter toute quantité inutilisée de lait maternel enrichi une heure après le début du boire.

**Entreposage :** Conserver les sachets non ouverts à température ambiante, dans leur boîte. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Enfamil Human Milk Fortifier Liquid Standard Protein – Carton

**FRONT OUTER PANEL**

<p>Enfamil™</p> <p>Human Milk Fortifier Liquid</p> <p>Standard Protein</p> <p>Commercially Sterile, Milk-Based, Ultra-Concentrated Liquid</p> <p>For premature and late preterm infants fed breast milk</p> <p>3.4 g of protein per 100 Cal when mixed with preterm breast milk at the 24 Cal/fl oz concentration</p> <p>Do not administer directly – For mixing with breast milk only</p> <p>Non acidified formulation</p> <p>24 - 0.17 fl oz (5 mL) sachets – NET 4.1 fl oz (120 mL)</p>  	<p>Enfamil<sup>MC</sup></p> <p>Fortifiant liquide de lait maternel</p> <p>Protéine standard</p> <p>Liquide ultraconcentré à base de lait commercialement stérile</p> <p>Pour les bébés prématurés ou de faible poids à la naissance nourris au lait maternel</p> <p>3,4 g de protéines pour 100 cal lorsqu'il est mélangé à du lait maternel pour bébés prématurés à la concentration de 24 cal/oz. liq.</p> <p>Ne pas administrer directement - A mélanger avec le lait maternel seulement</p> <p>Formulation non acidifiée</p> <p>24 - sachets de 5 ml (0,17 oz liq.) — 120 ml (4,1 oz liq.) NET</p> <p>MISE EN GARDE: Composition nutritionnelle incomplète. À utiliser uniquement sous surveillance médicale. Offert sur ordonnance à la sortie de l'hôpital.</p>
---	---

**OTHER OUTER PANELS**

<p><b>CAUTION: Nutritionally incomplete.</b> To be used only under medical supervision. Offered post-discharge with prescription.</p> <p>Do not administer directly – Must add to breast milk</p> <p><b>Warning: Not for parenteral (I.V.) use</b></p>	<p><b>MISE EN GARDE : Composition nutritionnelle incomplète.</b> À n'utiliser que sous la supervision d'un médecin.</p> <p>Ne pas administrer directement - A mélanger avec le lait maternel seulement</p> <p><b>Mise en garde : Ne pas utiliser par voie parentérale (I.V.)</b></p>
--	--

<p><b>Instructions for Preparation, Use &amp; Storage</b></p> <p>The baby's health depends on carefully following the instructions below. Use only as directed by a medical professional. Improper hygiene, preparation,</p>	<p><b>Instructions de préparation, d'utilisation et d'entreposage</b></p> <p>Suivre attentivement les instructions ci-dessous, car la santé du bébé en dépend. Utiliser uniquement selon les directives d'un professionnel de la santé.</p>
--	---

<p><b>concentration, use or storage may result in severe harm. Follow hospital rules or baby's doctor's instructions for the safe handling and fortification of breast milk.</b></p> <p><b>Opened sachets can spoil quickly.</b> Use fortifier immediately and discard any remaining, unused fortifier.</p> <p><b>Directions for Use:</b> Pour desired quantity of breast milk into a sterile feeding container. Gently massage HMF sachet until uniform as some product separation is normal. Use perforation to completely tear open sachet. Add desired amount of HMF to breast milk in sterile feeding container. Shake until mixed well. Fortified breast milk can spoil quickly. Either feed fortified breast milk immediately or cover and store in refrigerator at 35-40°F (2-4°C) for no longer than 24 hours. After feeding begins, use fortified breast milk within one hour or discard.</p>	<p><b>L'hygiène, la préparation, la dilution, la concentration et l'entreposage inadéquats peuvent engendrer de graves conséquences. En ce qui concerne la manipulation sécuritaire et l'enrichissement du lait maternel, suivre les règles de l'hôpital ou les directives du médecin du bébé.</b></p> <p><b>Les sachets ouverts peuvent se gâter rapidement.</b> Utiliser le fortifiant immédiatement et jeter toute quantité inutilisée.</p> <p><b>Mode d'emploi :</b> Verser la quantité souhaitée de lait maternel dans un récipient stérile. Masser doucement le sachet de fortifiant de lait maternel jusqu'à ce qu'il soit uniforme puisque la séparation du produit est normale. Utiliser la perforation pour ouvrir le sachet complètement. Ajouter la quantité souhaitée de fortifiant au lait maternel se trouvant dans le récipient stérile. Agiter jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Le lait maternel enrichi peut se gâter rapidement. Servir immédiatement le lait maternel enrichi ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Jeter toute quantité inutilisée de lait maternel enrichi une heure après le début du boire.</p>
---	---

<p><b>Storage:</b> Store unopened sachets in carton at room temperature. Avoid excessive heat and prolonged exposure to light. Do not freeze.</p> <p><b>Warning:</b> Do not use a microwave oven to warm fortified breast milk. Serious burns may result.</p>	<p><b>Entreposage :</b> Conserver les sachets non ouverts à température ambiante, dans leur boîte. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.</p> <p><b>Mise en garde :</b> Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer le lait maternel enrichi, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.</p>
---	---

<p><b>5 mL Fortifier Added to:</b> 50 mL breast milk adds - 2 Cal/fl oz - (22 Cal/fl oz concentration) 25 mL breast milk adds - 4 Cal/fl oz - (24 Cal/fl oz concentration)</p>	<p><b>5 ml de fortifiant ajouté à :</b> 50 ml de lait maternel ajoute 2 cal/oz liq. (concentration de 22 cal/oz liq.) 25 ml de lait maternel ajoute 4 cal/oz liq. (concentration de 24 cal/oz liq.)</p>
--	---

<p><b>Do not use if sachet is damaged. Use by date on carton or sachet.</b></p>	<p><b>Ne pas utiliser si le sachet est endommagé. Utiliser avant la date figurant sur la boîte ou le sachet.</b></p>
---	--

<p><b>Have Questions? We're here for you.</b> Healthcare professionals can contact your local Mead Johnson representative or visit us at <a href="http://medical.enfamil.ca">medical.enfamil.ca</a> or call us at 1-800-361- 6323.</p>	<p><b>Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous.</b> Les professionnels de la santé peuvent contacter leur représentant Mead Johnson local, visiter notre site à</p>
--	--

l'adresse [medical.enfamil.ca/fr](http://medical.enfamil.ca/fr) ou nous appeler au 1-800-361-6323.

Mead Johnson Nutrition™

**Mead Johnson & Company, LLC**  
**Evansville, IN 47721 U.S.A**

©2024 Mead Johnson & Company, LLC

**Ingredients:** Water, Whey protein isolate hydrolysate (milk), Medium chain triglycerides (MCT oil), Maltodextrin, Soy oil, And less than 2%: Mortierella alpina oil\*, Schizochytrium sp. oil\*, Magnesium oxide, Calcium citrate, Calcium phosphate, Potassium citrate, Calcium chloride, Sodium citrate, Magnesium phosphate, Ferrous sulfate, Zinc sulfate, Cupric sulfate, Pectin, Ascorbic acid, Vitamin E acetate, Niacinamide, Calcium pantothenate, Vitamin A palmitate, Riboflavin, Thiamin hydrochloride, Vitamin B<sub>6</sub> hydrochloride, Folic acid, Vitamin K<sub>1</sub>, Biotin, Vitamin B<sub>12</sub>, Vitamin D<sub>3</sub>.

\*A source of Arachidonic Acid (ARA)

†A source of Docosahexaenoic Acid (DHA)

**Ingrédients :** Eau, Isolat et hydrolysate de protéines de lactosérum (lait), Triglycérides à chaîne moyenne (huile de TCM), Maltodextrine, Huile de soya, Moins de 2 % de : Huile de mortierella alpina\*, Huile de schizochytrium sp.\*, Oxyde de magnésium, Citrate de calcium, Phosphate de calcium, Citrate de potassium, Chlorure de calcium, Citrate de sodium, Phosphate de magnésium, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, Sulfate de cuivre, Pectine, Acide ascorbique, Vitamine E acétate, Niacinamide, Pantothénate de calcium, Palmitate de vitamine A, Riboflavine, Chlorhydrate de thiamine, Chlorhydrate de vitamine B<sub>6</sub>, Acide folique, Vitamine K<sub>1</sub>, Biotine, Vitamine B<sub>12</sub>, Vitamine D<sub>3</sub>.

\*Une source d'Acide arachidonique (ARA)

†Une source d'Acide docosahexanoïque (ADH)

Nutrients		Per 5 mL	20 mL Plus 100 mL Preterm Breast Milk*	Per 100 kcal of Fortified Breast Milk*
Calories	kcal	7.5	97	100
Protein	g	0.42	3.3	3.4
Fat	g	0.58	5.8	6
Linoleic Acid	mg	58	710	730
Water	g	3.8	104	107
Carbohydrate	g	0.28	8.4	8.7
<b>Vitamins</b>				
A	IU	290	1210	1240
D	IU	47	200	200
E	IU	1.4	6	6.2
K	mcg	1.42	7.7	7.9
Thiamin (B <sub>1</sub> )	mcg	46	193	200
Riboflavin (B <sub>2</sub> )	mcg	66	290	300
B <sub>6</sub>	mcg	35	146	150
B <sub>12</sub>	mcg	0.16	0.66	0.68
Niacin	mcg	920	3900	4000
Folic Acid (Folacin)	mcg	7.7	34	35
Pantothenic Acid	mcg	230	1150	1190
Biotin	mcg	0.84	3.9	4.1
C (Ascorbic Acid)	mg	3.8	20	20
<b>Minerals</b>				
Calcium	mg	29	141	145
Phosphorus	mg	15.8	78	80
Magnesium	mg	2	11.3	11.6
Iron	mg	0.44	1.85	1.9
Zinc	mg	0.24	1.33	1.37
Manganese	mcg	2.5	10.4	10.7
Copper	mcg	15	98	101
Sodium	mg	6.8	55	57
Potassium	mg	11.3	95	98
Chloride	mg	6.9	86	88

\*Koletzko B, Cheah F-C, Domellof M, Poindexter BB, Vain N, van Goudoever JB (eds) : Nutritional Care of Preterm Infants. Scientific Basis and Practical Guidelines. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 2021, vol 122

Nutriments		Par 5 mL	20 ml plus 100 ml de lait maternel pour bébés prématurés*	Par 100 kcal de lait maternel enrichi*
Calories	kcal	7.5	97	100
Protéines	g	0.42	3.3	3.4
Lipides	g	0.58	5.8	6
Acid linoléique	mg	58	710	730
Eau	g	3.8	104	107
Glucides	g	0.28	8.4	8.7
<b>Vitamines</b>				
A	IU	290	1210	1240
D	IU	47	200	200
E	IU	1.4	6	6.2
K	mcg	1.42	7.7	7.9
Thiamine (B <sub>1</sub> )	mcg	46	193	200
Riboflavine (B <sub>2</sub> )	mcg	66	290	300
B <sub>6</sub>	mcg	35	146	150
B <sub>12</sub>	mcg	0.16	0.66	0.68
Niacine	mcg	920	3900	4000
Acid folique (Folacine)	mcg	7.7	34	35
Acide pantothénique	mcg	230	1150	1190
Biotine	mcg	0.84	3.9	4.1
C (Acide ascorbique)	mg	3.8	20	20
<b>Minéraux</b>				
Calcium	mg	29	141	145
Phosphore	mg	15.8	78	80
Magnésium	mg	2	11.3	11.6
Fer	mg	0.44	1.85	1.9
Zinc	mg	0.24	1.33	1.37
Manganèse	mcg	2.5	10.4	10.7
Cuivre	mcg	15	98	101
Sodium	mg	6.8	55	57
Potassium	mg	11.3	95	98
Chlorure	mg	6.9	86	88

\*Koletzko B, Cheah F-C, Domellof M, Poindexter BB, Vain N, van Goudoever JB (eds) : Nutritional Care of Preterm Infants. Scientific Basis and Practical Guidelines. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 2021, vol 122

**Seulement en Anglais**